

Anti-Ftcd-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - O95954

Artikelnummer: CM0024893

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FTCD (Formiminotransferase-Cyclodeaminase), erzeugt gegen ein C-terminales rekombinantes Fragment. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTCD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LCHC1; FTCD
Spezies	Human
GeneID (Human)	10841
GeneID	10841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 412-541 von humanem FTCD (NP_006648.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95954
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eistasche