

Anti-Fto Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0B1

Artikelnummer: CM0002770



Einführung

KO validierter anti-FTO Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Spezifisch für humanes, murine und Ratten-FTO (~58 kDa). Ideal für die Epitranscriptomik, Adipositas- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] FTO Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	GDFF; ALKBH9; BMIQ14; TO
Art	Mensch
GenID (Mensch)	79068
GenID	79068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 327-504 des menschlichen FTO (NP_001073901.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0B1
Proteinmasse	58 kDa
Versand	Eisbeutel