

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Fto-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0B1

Artikelnummer: CM0009646



Einführung

Hochleistungsfähiger monoklonaler FTO-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanem FTO, einer wichtigen RNA-Demethylase, die an Fettmasse, Adipositas und Leukämie beteiligt ist. Ideal für die Epigenetik- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FTO-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	79068
GeneID	79068
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen FTO (Q9C0B1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9C0B1
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku