

Anti-Fto-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9C0B1

Artikelnummer: CM0018709



Einführung

Der polyklonale FTO-Kaninchenantikörper erkennt humanes, Maus- und Ratten-FTO (α -Ketoglutarat-abhängige Dioxygenase). Validiert für WB, IP und ELISA. Richtet sich gegen die mit Fettmasse und Adipositas assoziierte RNA-Demethylase für Studien zur Epitranskriptomik und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTO-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	79068
GeneID	79068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 327-504 des humanen FTO (NP_001073901.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0B1
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Kühlakku