

Anti-Ftsj1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uet6

Artikelnummer: CM0030527



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-FTSJ1-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf eine an der Translation und Neurogenese beteiligte tRNA-Methyltransferase ab. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTSJ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JM23; MRX9; SPB1; CDLIV; MRX44; TRMT7; XLID9; FTSJ1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	24140
Gen-ID	24140
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 170-329 von humanem FTSJ1 (NP_036412.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UET6
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel