


Anti-Ftsj3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8ly81

Artikelnummer: CM0029538



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FTSJ3, eine prä-rRNA 2'-O-Ribose-RNA-Methyltransferase. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu Ribosomenbiogenese, rRNA-Prozessierung und HIV-1 angeborener Immunumgehung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTSJ3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPB1; EPCS3; FTSJ3
Spezies	Human
GeneID (Human)	117246
GeneID	117246
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 608-847 von humanem FTSJ3 (NP_060117.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8ly81
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel