


Anti-Fubp1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Ae4

Artikelnummer: CM0025657



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes FUBP1 (FUSE-bindendes Protein 1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte. ~68kDa. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8880
GenID	8880
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 302-644 von humanem FUBP1 (NP_003893.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96AE4
Proteingewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel