


Anti-Fubp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96Ae4

Artikelnummer: CM0005469



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes FUBP1, geeignet für IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-FUBP1. Erzeugt aus einem synthetischen Peptid entsprechend der Aminosäuren 545-644. Für die Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUBP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8880
GeneID	8880
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 545-644 von humanem FUBP1 (Q96AE4).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96AE4
Protein-Gewicht	68kDa
Versand	Eisbeutel