

Anti-Fubp3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96I24

Artikelnummer: CM0029252

Einführung

Hochwertiger FUBP3-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, der das human- und maus-Far-Upstream-Element-Bindeprotein 3 detektiert. Dieses nukleäre DNA-Bindeprotein kann die Genexpression aktivieren und ist damit ein wertvolles Werkzeug für die Forschung zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUBP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FBP3; FUBP3
Spezies	Human
GeneID (Human)	8939
GeneID	8939
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 65-260 von humanem FUBP3 (NP_003925.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96I24
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel