

Anti-Fukutin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075072

Artikelnummer: CM0003610

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Fukutin (FKTN), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Dystroglykanopathien, kongenitalen Muskeldystrophien und Ribitol-Phosphat-Transferasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fukutin Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	FCMD; CMD1X; LGMD2M; MDDGA4; MDDGB4; MDDGC4; LGMDR13; Fukutin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2218
GenID	2218
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 362-461 von menschlichem Fukutin (075072) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075072
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel