


Anti-Fundc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ivp5

Artikelnummer: CM0019396



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FUNDC1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf ein Protein der äußeren mitochondrialen Membran ab, das an der Mitophagie und der MAM-Bildung beteiligt ist. Ideal für die Autophagie- und Mitochondrienforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUNDC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FUNDC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	139341
GenID	139341
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-155 von humanem FUNDC1 (NP_776155.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IVP5
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel