


Anti-Fundc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q8Ivp5

Artikelnummer: CM0021612



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FUNDC1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Peptid-Immunogen aus den Aminosäuren 50-155. Geeignet für die Erforschung von Mitophagie, mitochondrialer Dynamik und MAMs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUNDC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FUNDC1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	139341
GeneID	139341
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-155 des humanen FUNDC1 (NP_776155.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IVP5
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku