


## Anti-Fundc1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q8Ivp5

Artikelnummer: CM0011310



### Einführung

Rekombinanter Anti-FUNDC1-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattespezifisches FUNDC1 (17 kDa). Geeignet für die Mitophagie-, Mitochondriendynamik- und Angiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | FUNDC1 Rabbit mAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | Fundc1                                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                              |
| GenID             | 139341                                                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem FUNDC1 (NP_776155.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IP, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                 |
| SWISS             | Q8IVP5                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 17kDa                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                           |