


Anti-Furin-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09958

Artikelnummer: CM0010922



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-Furin-Antikörper für WB und ELISA. Reaktiv mit humanem und murinem Furin und gegen die Proprotein-Konvertase Furin gerichtet. Geeignet für Forschungs- und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Furin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5045
Gen-ID	5045
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 des humanen Furins (P09958) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P09958
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Kühlakku