

Anti-Furin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09958

Artikelnummer: CM0025667



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes Furin (PCSK3/PACE), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Furin. Anwendungen umfassen Forschung zu TGF-beta-Signalwegen und Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Furin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furin
Spezies	Human
GeneID (Human)	5045
GeneID	5045
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem Furin (NP_002560.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P09958
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eistasche