

Anti-Fus Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35637

Artikelnummer: CM0018980



Einführung

Der polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen FUS ist validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA; er reagiert kreuzreagierend mit Mensch, Maus, Ratte. Unterstützt die Forschung zum RNA-bindenden Protein FUS bei neurodegenerativen Erkrankungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUS Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	TLS; ALS6; ETM4; FUS1; POMP75; altFUS; HNRNPP2; FUS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2521
Gen-ID	2521
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 297-526 des humanen FUS (NP_004951.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35637
Proteinmasse	53 kDa
Versand	Eisbeutel