

Anti-Fut11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q495W5

Artikelnummer: CM0023629

Einführung

FUT11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, hergestellt gegen rekombinantes humanes FUT11-Protein, validiert für WB und ELISA. Geeignet für die O-Fucosylierungsforschung und Glykobiologie-Studien. Reagiert mit humanem FUT11-Protein (~56 kDa).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUT11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FUCTXI; FUT11
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	170384
GenID	170384
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q495W5
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel