

Anti-Fut4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22083

Artikelnummer: CM0024003

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FUT4 (CD15/LeX). Geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erforschen Sie die Fucosyltransferase-Biologie in der Leukozytenmigration und -entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FUT4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LeX, CD15, ELFT, FCT3A, FUTIV, SSEA-1, FUC-TIV, FUT4
Spezies	Human
GeneID (Human)	2526
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 186-331 von humanem FUT4 (NP_002024.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22083
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eistasche