

Anti-Fut6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51993

Artikelnummer: CM0025284

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humane Fucosyltransferase 6 (FUT6/Fuc-TVI). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Entwickelt für die Glykobiologie-Forschung, einschließlich Studien zur Biosynthese von Sialyl-Lewis X und verwandten Biomarker-Untersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUT6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2528
Gen-ID	2528
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51993
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel