

Anti-Fut7-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q11130

Artikelnummer: CM0027514

Einführung

Kaninchen anti-human FUT7 polyklonaler Antikörper (FucT-VII) für WB, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Untersucht Fucosyltransferase 7 und Sialyl-Lewis-X-vermittelte Leukozytenadhäsion. Q11130.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUT7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FucT-VII; FUT7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2529
GenID	2529
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem FUT7 (NP_004470.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q11130
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel