


Anti-Fut8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byc5

Artikelnummer: CM0015023



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes FUT8 (Alpha-1,6-Fucosyltransferase). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Glykobiologie, IgG-Forschung und CDG-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FUT8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDGF, CDGF1, FUT8
Spezies	Mensch
Gen-ID	2530 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 376-575 von humanem FUT8 (NP_835367.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BYC5
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel