


Anti-Fxn / Frataxin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16595

Artikelnummer: CM0013948



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Frataxin (FXN). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur Biogenese von Eisen-Schwefel-Clustern und zur Friedreich-Ataxie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXN / Frataxin-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2395
GeneID	2395
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 42-210 des menschlichen FXN / Frataxin (NP_000135.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16595
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku