


Anti-Fxr1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P51114

Artikelnummer: CM0009064



Einführung

Monoklonaler Anti-FXR1-Antikörper aus Kaninchen für WB, IP, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes FXR1 (~70 kDa) bei Mensch, Maus und Ratte. RNA-bindendes Protein, das die mRNA-Translation und -Stabilität bei Neurogenese, Muskelentwicklung und Spermatogenese reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Art	Mensch
GeneID	8087
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von menschlichem FXR1 (P51114) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51114
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel