

Anti-Fxr2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51116

Artikelnummer: CM0025279



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes FXR2 (P51116), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zur mRNA-Stabilität und hippocampalen Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9513
Gen-ID	9513
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von humanem FXR2 (NP_004851.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51116
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel