

Anti-Fxr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51116

Artikelnummer: CM0017381



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen FXR2 gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben validiert ist. Zielt auf das RNA-bindende Protein FXR2 ab, welches die mRNA-Translation reguliert und für die hippocampale Neurogenese erforderlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9513
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von menschlichem FXR2 (NP_004851.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51116
Proteinmasse	74kDa
Versand	Eisbeutel