


Anti-Fxr/Nr1H4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ri1

Artikelnummer: CM0006924



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes FXR/NR1H4, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Gallensäurerezeptor-Signalwegen und metabolischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXR/NR1H4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; FXR/NR1H4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9971
Gen-ID	9971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 des humanen FXR/NR1H4 (NP_001193922.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96Ri1
Proteingewicht	48 kDa/54/kDa/55 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel