


Anti-Fxyd1 (Phospholemman) Polyklonaler Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - 000168

Artikelnummer: CM0019507



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes FXYD1/Phospholemman, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Regulation des Ionentransports und der NKA-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXYD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PLM; FXYD1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5348
GeneID	5348
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-92 des humanen FXYD1 (NP_005022.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O00168
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Kühlakku