

Anti-Fxyd3 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q14802

Artikelnummer: CM0019357

Einführung

Hochwertiger FXYD3-polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt humanes FXYD3/Mat-8, einen Natrium/Kalium-ATPase-Regulator, ideal für Studien zum Ionentransport und zu Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXYD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAT8; PLML; FXYD3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5349
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-87 von humanem FXYD3 (NP_005962.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14802
Proteingewicht	9kDa
Versand	Eisbeutel