

Anti-Fxyd7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P58549

Artikelnummer: CM0016844

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FXYD7, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Regulation der Natrium/Kalium-ATPase und des Ionentransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXYD7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FXYD7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	53822
GeneID	53822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des humanen FXYD7 (NP_071289.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P58549
Proteinmolekulargewicht	9 kDa
Versand	Kühlakku