


Anti-Fyb-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 015117

Artikelnummer: CM0016252



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes FYB (FYN-bindendes Protein 1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal zum Studium der T-Zell-Signalübertragung und des Aktin-Zytoskelett-Umbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FYB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2533
Gen-ID	2533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 678-829 von humanem FYB (NP_001456.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15117
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel