

Anti-Fyn Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06241

Artikelnummer: CM0007901



Einführung

Hochvalidiertes kaninchenmonoklonales Antikörper gegen humanes Fyn (P06241), spezifisch für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Tyrosinkinase-Signalgebung bei Immunreaktion, Axonführung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Fyn Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SLK, SYN, p59-FYN, Fyn
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2534
Gen-ID	2534
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem Fyn (P06241) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06241
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel