

Polyklonaler Anti-Fzd3-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npg1

Artikelnummer: CM0016105



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Frizzled-3 (FZD3), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal zur Untersuchung der Wnt-Signalübertragung, Neurogenese und planaren Zellpolarität. Kreuzreaktiv mit Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FZD3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Fz-3; FZD3
Art	Mensch
GeneID	7976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-205 des humanen FZD3 (NP_059108.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9NPG1
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Kühlakku