


Anti-Fzd4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ulv1

Artikelnummer: CM0028027



Einführung

Anti-FZD4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Frizzled-4. Rekombinantes Immunogen. Ideal für Wnt-Signalweg- und retinale Vaskularisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FZD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Fz4; EVR1; FEVR; Fz-4; FzE4; GPCR; hFz4; CD344; FZD4S; FZD4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8322
Gen-ID	8322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-179 von humanem FZD4 (NP_036325.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULV1
Protein-Gewicht	60kDa
Versand	Eistasche