

Polyklonaler Anti-Fzd6-Antikörper Für Wb, Elisa - O60353

Artikelnummer: CM0015146



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Frizzled-6 (FZD6), geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für Untersuchungen der Wnt-Signalübertragung und der planaren Zellpolarität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FZD6-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	FZ6; FZ-6; HFZ6; NDNC1; NDNC10; FZD6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8323
GeneID	8323
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-201 des humanen FZD6 (NP_003497.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60353
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Kühlakku