

Anti-Fzd7 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75084

Artikelnummer: CM0030112



Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Frizzled-7 (FZD7). Validiert für WB und ELISA, detektiert humanes und murines FZD7 (vorausgesagte Größe 64 kDa). Ideal für die Erforschung des Wnt-Signalwegs und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	FZD7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	FzE3; FZD7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8324
GenID	8324
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des humanen FZD7 (NP_003498.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75084
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel