

Anti-Fzd8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H461

Artikelnummer: CM0023335



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Frizzled-8 (FZD8, FZ-8) gerichtet ist, validiert in WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch, Maus und Ratte. Das Immunogen umfasst die Aminosäuren 130-275. Geeignet für Wnt-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FZD8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FZ-8; hFZ8; FZD8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8325
GenID	8325
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 130-275 von humanem FZD8 (NP_114072.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H461
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel