

Anti-G0S2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27469

Artikelnummer: CM0017287

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes G0S2, ein mitochondriales Protein, das Apoptose durch Bindung an BCL2 fördert. Valid für Western Blot und ELISA, ideal für Studien zur Zelltodregulation und G0/G1-Schaltmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G0S2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G0S2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	50486
Gen-ID	50486
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem G0S2 entspricht (NP_056529.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P27469
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel