

Anti-G0S2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27469

Artikelnummer: CM0029307

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das menschliche G0S2-Protein, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. G0S2 fördert die Apoptose durch Bindung an BCL2 und lokalisiert sich in den Mitochondrien. Ideal für Apoptose-Forschung und diagnostische Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G0S2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	G0S2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50486
GenID	50486
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen G0S2 (NP_056529.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27469
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel