

Anti-G2E3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7L622

Artikelnummer: CM0017357

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes G2E3, eine E3-Ubiquitin-Ligase für die Monoubiquitinierung von Histon H3K14. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Chromatin und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G2E3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PHF7B; KIAA1333; G2E3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55632
Gen-ID	55632
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-180 von humanem G2E3 (NP_060239.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L622
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel