

Anti-G3BP1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13283

Artikelnummer: CM0023507



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes G3BP1 gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt Proteine von Mensch, Maus, Ratte. Unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der Dynamik von Stress-Granula, der angeborenen Immunität und der Funktionen der Nukleinsäure-Helikase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G3BP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 131-330 von humanem G3BP1 entspricht (NP_938405.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13283
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel