

Anti-G3Bp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13283

Artikelnummer: CM0005001



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes G3BP1 (Ras GTPase-aktivierendes Protein-bindendes Protein 1) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/Immunzytochemie, Immunpräzipitation und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Stressgranula und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	G3BP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10146
GenID	10146
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem G3BP1 (Q13283) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13283
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel