

Anti-G3BP1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13283

Artikelnummer: CM0004864

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes G3BP1, validiert für Western Blot, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt G3BP1 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Stressgranula, angeborene Immunität und Helikasestudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] G3BP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	G3BP; HDH-VIII
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-323 des humanen G3BP1 (NP_938405.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13283
Proteingewicht	52 kDa/14 kDa
Versand	Eisbeutel