

Anti-G3BP2 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Un86

Artikelnummer: CM0030626



Einführung

G3BP2 Kaninchen pAb (polyklonal) validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das Gerüstprotein (54 kDa) von Stressgranula ab, das für die antivirale Signalübertragung entscheidend ist. Ideal für die RNA-Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G3BP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G3BP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9908
Gen-ID	9908
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 140-280 des menschlichen G3BP2 enthält (NP_987100.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UN86
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel