


Anti-G6Pc Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35575

Artikelnummer: CM0019767



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen G6PC (Glucose-6-Phosphatase katalytische Untereinheit 1). Validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Glykogenolyse, Glukoneogenese und Glykogenspeicherkrankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G6PC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2538
Gen-ID	2538
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35575
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel