

Polyklonaler Anti-G6Pd-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Artikelnummer: CM0017705



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen G6PD (G6PD1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Spezies von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Funktion der Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase in Stoffwechselwegen, bei hämolytischer Anämie und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G6PD-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	G6PD1; G6PD
Spezies	Mensch
GeneID	2539
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 195-515 der humanen G6PD (NP_001035810.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11413
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Kühlakku