

Anti-G6Pd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11413

Artikelnummer: CM0002292



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen menschliches G6PD, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes G6PD (~59 kDa), ein Schlüsselenzym im Pentosephosphatweg. Ideal für Stoffwechsel- und Anämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G6PD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G6PD1; G646PD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2539
GenID	2539
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 400-500 von menschlichem G6PD (P11413) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P11413
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel