

Anti-G6Pd Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11413

Artikelnummer: CM0011775



Einführung

Hochaffiner kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes G6PD, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte G6PD. Geeignet für Studien zu Stoffwechselwegen und Redoxbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G6PD Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	G6PD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2539
GenID	2539
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 416-515 von humanem G6PD (NP_001035810.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11413
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel