

Anti-G6Pd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Artikelnummer: CM0015015



Einführung

G6PD-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA an Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Pentosephosphatwegs, des NADPH-Stoffwechsels und von Enzymopathien der roten Blutkörperchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	G6PD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G6PD1; G6PD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2539
GenID	2539
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 415-515 von menschlichem G6PD (NP_001035810.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11413
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel