


Anti-Gaa Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P10253

Artikelnummer: CM0028260



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen die humane lysosomale alpha-Glucosidase (GAA), validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Essenziell für den Glykogenabbau; relevant für die Forschung zur Glykogenspeicherkrankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAA Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LYAG; GAA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2548
Gen-ID	2548
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350–450 des humanen GAA (NP_000143.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10253
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel