


Anti-Gab1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13480

Artikelnummer: CM0007239



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GAB1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Forschung zur Signalübertragung von Wachstumsfaktorrezeptoren sowie für Studien zum MET/HGF-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAB1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DFNB26; GAB1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2549
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 594-694 des humanen GAB1 entspricht. (NP_002030.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13480
Proteingewicht	76 kDa/80 kDa
Versand	Kühlakku